




SONDA PSICROMETRICA A VENTILAZIONE FORZATA PSYCHROMETRIC PROBE WITH FORCED VENTILATION



AVVERTENZA:
 DOPO PERIODI DI INATTIVITA', PER FACILITARE L'INNESCO DELLA CONDUZIONE PUO' ESSERE OPPORTUNO SPRUZZARE DIRETTAMENTE QUALCHE GOCCE D'ACQUA DISTILLATA SULLA CALZA.

WARNING:
 AFTER INACTIVITY PERIODS, IN ORDER TO FACILITATE THE PRIMING OF THE WATER, IT COULD BE USEFULL TO SPRAY DISTILLED WATER DIRECTLY ON THE COTTON WICK.

Velocita' aspiraz.	>4,5 m/s (V=9V)
Suction speed	>4,5 m/s (V=9V)
Tempo di risposta	90sec (t_{90}%)
Response time	90sec (t_{90}%)
Autonomia serbatoio	>36h (%Rel=50%)
Tank autonomy	Continuous/Continuous
Rumorosita'	48db (distanza = 1mt)
Noise	(distance = 1mt)
Vita del motore	Usuale 3000h (garan.>10000h)
Motor life	Usual 3000h (garanted>10000h)



revisone	Data	RP	RS	RT	Descrizione
c	29-05-18	UT			MODIFICATI COLORI CAVI
b	03-11-10	A.A.	A.A.S.	A.A.S.	UNIFICATO VERSIONI B/E
a	10/12/99	A.A.	CGC	C.F.F.	AGGIUNTO AVVERTENZA
Origine	14-07-99	A.A.	CGC	C.F.F.	
Espl. revisione		(R)	(V)	(A)	Il manuale del prodotto e' presente nel CD Prodotto LST ed inoltre sul sito www.lst-astern.it . The user's manual for this equipment is inside the LST's products CD and it is available also on www.lst-astern.it .

Scala: 1:1

Disegno: ESU102#CSS6 DISACC3803C

Descrizione: SONDA PSICROMETRICA A VENTILAZIONE FORZATA PSYCHROMETRIC PROBE WITH FORCED VENTILATION